



Implant Dental
na Targach
cede
2 0 1 7
w Poznaniu!


Na naszym stoisku A16.1 w hali 8A,
do Państwa dyspozycji:
ekspert od znieczuleń dokostnych:
dr Sławomir Walicki.

Specjaliści od znieczuleń

Specjalizujemy się w zaopatrywaniu w najnowsze komputerowe systemy do najskuteczniejszych rodzajów znieczuleń. Organizujemy pokazy, kursy oraz szkolenia.

Specjaliści w implantologii

Wspieramy stomatologów i implantologów od 15 lat. Zapewniamy kompletne zaplecze materiałów do regeneracji kości GBR, GTR i chirurgii.

Bestseller**Matryca kolagenowa MucoMatrixX****Cena:**

15 x 20 mm ~~600zł~~ **420zł** (RABAT 30%)

20 x 30 mm ~~720zł~~ **504zł** (RABAT 30%)

30 x 40 mm ~~940zł~~ **658zł** (RABAT 30%)

MucoMatrixX® to matryca do odbudowy tkanek miękkich pochodzenia zwierzęcego. Stanowi ona trójwymiarową stabilną strukturę składającą się z kolagenu i elastyny. MucoMatrixX® wspomaga rewaskularyzację i szybszą integrację tkanek miękkich, dzięki czemu stanowi alternatywę dla przeszczepów łącznotkankowych i dziąsłowych.

Właściwości:

- Trójwymiarowa macierz kolagenowa
- Czas resorpcji 6-12 miesięcy
- Szybka waskularyzacja i integracja
- Odtwarzanie tkanek miękkich bez pobierania tkanki z podniebienia
- Grubość ok. 1,2-1,7 mm

Wskazania:

implantologia, periodontologia, chirurgia stomatologiczna

- Augmentacja tkanek miękkich
- Technika tunelowa
- Pokrywanie recesji
- Odtwarzanie tkanek miękkich przy GBR

Bestseller**DENTAL HI TEC****Znieczulenie komputerowe SleeperOne 5**

SleeperOne 5 to komputerowy system bezbolesnych znieczuleń renomowanej francuskiej firmy Dental Hi Tec, producenta najbardziej zaawansowanego urządzenia na rynku – QuickSleeper 5.

SleeperOne 5 można wykonać wszelkie standardowe techniki znieczuleń stomatologicznych, w tym:

- Śródwięzadłowe
- Dopodniebienne
- Śródkostne – doprzegrodowe (typu C.I.A.)
- Nasiętkowe, przewodowe

3 tryby pracy pozwalają na odpowiednie dobranie prędkości i ciśnienia do każdego typu znieczulenia co całkowicie eliminuje bolesność pozabiegową. Podawanie anestetyku kontrolujemy za pomocą bezprzewodowego i bezbaterijnego sterownika nożnego.

Brak dodatkowych kosztów eksploatacji! Wystarczy standardowa igła i ampułka.

10 RAT 0%**Produkt miesiąca** **Jałowy filtr kostny OSTEOTRAP**

Cena: ~~249zł~~ 199,20zł (RABAT 20%)

- Umożliwia zbieranie tkanki kostnej autogennej podczas zabiegów w implantologii i chirurgii równocześnie z aspiracją.
- Jałowy przewód o długości 2,2 m z końcówką do aspiracji i filtrem kostnym.

Opakowanie 5 szt.

Nowość

System do mocowania błon Smartact



Maszynowa końcówka Smartact i tytanowe gwoźdźce Smartact Pin rewolucjonizują tradycyjne postępowanie z użyciem narzędzi manualnych w zabiegach regeneracyjnej chirurgii stomatologicznej.

Wyjątkowe cechy systemu Smartact pozwalają lekarzowi-praktykowi udoskonalać i upraszczać mocowanie błony pod względem precyzji zabiegu chirurgicznego, dostępu do wszystkich okolic jamy ustnej i skrócenia czasu zabiegu.

Budowa i połączenie gwoźdźce Smartact Pin umożliwia ich osiowe wprowadzanie dzięki jednorazowym stoperom, zakładanym na końcówkę, co ułatwia mocowanie błony we wszystkich sytuacjach i wszystkich obszarach klinicznych, zapewniając najlepszą możliwą stabilizację i ochronę wszczepianego materiału.

Zalety narzędzia Smartact

- Końcówka maszynowa
- Obsługa pedalem
- Ergonomiczna końcówka, którą można sterylizować w autoklawie
- Doskonały dostęp do wszystkich okolic jamy ustnej
- Prostota pracy i skrócony czas zabiegu
- Maksymalna precyzja w określaniu miejsca mocowania błony
- Dostosowanie siły wprowadzania gwoźdźca w zależności od gęstości kości
- Większy komfort dla pacjenta
- Ograniczenie czynników ryzyka

Cena: ~~8 750zł~~ 7 875zł (RABAT 10%)

Oferta Specjalna

Stolik chirurgiczny MAYO



Stoliki Omnia są wykonane w całości ze stali nierdzewnej i opierają się na podstawie wykonanej z ogniotrwałego aluminium z czterema nogami na kółkach, dzięki czemu stanowią uzupełnienie wyposażenia każdej sali operacyjnej. We wnętrzu nóg ukryto ciężarki z ciężkiego stopu, co zapewnia lepszą stabilność. Rozmiar stolika jest duży, dzięki czemu zmieści się na nim wiele narzędzi. Stoliki poddaje się procesowi elektropolowania poprzez zanurzenie by zapewnić mniejszą przyczepność bakterii.

Wózek stolik z uniesionymi brzegami i blatem, bardzo ciężkie nogi z mechanizmem zapobiegającym przewracaniu się i możliwością obrotu o 180 stopni.

Cena: ~~2 420zł~~ 2 178zł (RABAT 10%)

Do stolika opakowanie serwet wodoodpornych 145 x 160 o wartości 770 zł gratis

W naszej ofercie również:

Oleodynamiczny stolik MAYO na narzędzia, z regulowaną wysokością i blatem 73 x 47 x 2,5 cm.

Stolik chirurgiczny MAYO do umieszczenia nad pacjentem, z regulowaną wysokością, szeroką i wytrzymałą powierzchnią wspierającą, która zapewnia chirurgowi dostęp do wszystkich potrzebnych materiałów w zasięgu ręki.

Akademia Implant Dental została stworzona by pomóc implantologom rozwinąć swoje umiejętności, poznać nowe techniki oraz dowiedzieć się jak zapobiegać komplikacjom. Kursy prowadzone są przez wybitnych ekspertów z całego świata. Nasza Akademia jest zgodna z filozofią Implant Dental - implantolodzy implantologom.

KURS: Sukces w implantologii. Zapobieganie i leczenie komplikacji

dr Nicola De Angelis

24-25 listopada 2017, Warszawa

Zapobieganie i leczenie komplikacji w implantologii to idealny temat dla osób rozpoczynających swoją przygodę z implantologią. Jak kontrolować i leczyć choroby przyzębia? Co to jest zapalenie ozębnej? Jak leczyć periimplantitis. O tych i innych zagadnienia opowie dr Nicola De Angelis.

Tematyka kursu:

- Choroby przyzębia - przeciwwskazanie do udanej implantacji.
- Czy zapalenie przyzębia jest przeciwwskazaniem do innych zabiegów stomatologicznych?
- Jak kontrolować i leczyć choroby przyzębia.
- Najczęstsze powikłania biologiczne w leczeniu implantologicznym.
- Leczenie zapalenia błony śluzowej – nowe metody z zastosowaniem lasera.
- Leczenie periimplantitis – nowe trendy i solidna podstawa.
- Sukces, przewidywalność i długoterminowe utrzymanie implantów u pacjentów z chorobami przyzębia.
- Prezentacje przypadków klinicznych, omówienie technik step by step.



Dr Nicola De Angelis jest absolwentem stomatologii Genoa University. Specjalizację z periodontologii otrzymał na Siena University. Jest członkiem the American Academy of Periodontology oraz członkiem the Italian Society of Periodontology. Wykłada na Harvard School of Dental Medicine, UCLA, University of Pennsylvania and Mayo Clinic Rochester MN. De Angelis jest autorem licznych publikacji naukowych nt. periodontologii oraz zabiegów implantologicznych. Prowadzi prywatną praktykę w klinice Acqui Terme- Italy.

Plan kursu:

Cena z gazetką: 2 300zł

24 listopada

9:00 – 16:00 – wykłady

16:00 – 17:30 – dyskusja

25 listopada

9:00 - 12:00 – zajęcia praktyczne

– Sesja video: konwencjonalne leczenie peri-implantitis, sterowana regeneracja kości wokół implantu, laserowe leczenie zainfekowanych powierzchni implantu.

– Modelowanie płata i techniki szycia. Ćwiczenia na żuchwach świńskich.

Liczba miejsc ograniczona - skontaktuj się z nami aby zarezerwować miejsce:

22 869 71 01 | biuro@implantdental.com.pl

KUPON RABATOWY
80zł przy zakupie powyżej 500zł